


Como verificar se um aparelho de medir a **pressão arterial** foi testado corretamente quanto à precisão



Por que necessito usar um aparelho de medir a pressão arterial preciso?

A medição imprecisa da pressão arterial pode levar a um diagnóstico incorreto e tratamento inadequado. A chance de reduzir o risco de ataque cardíaco ou derrame também pode ser desperdiçada.



Existem muitos aparelhos imprecisos

Mais de 3000 monitores de pressão arterial estão disponíveis, mas menos de 15% deles foram testados corretamente quanto à precisão. tested for accuracy.

Use somente aparelhos recomendados pelos registros (gratuitos) abaixo

Escolha um registro de seu país ou um registro global

REGISTRO ESPECÍFICO DE PAÍSES

Clique no país relevante e siga as instruções.

[Grã-Bretanha](#)

[Irlanda](#)

[Canadá](#)

[Alemanha](#)

[Japão](#)

[Estados Unidos da América](#)

REGISTROS GLOBAIS

STRIDE BP

<https://stridebp.org/bp-monitors>

É um registro de aparelhos de medir a pressão arterial validados. Siga as instruções detalhadas sobre como usar este registro na página 2.

Medaval

medaval.ie/blood-pressure-monitors/

Lista tanto os aparelhos de medir a pressão arterial validados quanto os não validados. Siga as instruções detalhadas sobre como usar este registro na página 3.


Como verificar se um aparelho de medir a pressão arterial foi testado corretamente quanto à precisão usando o registro **STRIDE BP**



GUIA PASSO A PASSO

01 DIGITE

<https://stridebp.org/bp-monitors> no seu navegador da web.



02 PROCURE

O aparelho digitando o modelo exato na caixa de pesquisa. Como alternativa, digite o nome do fabricante do aparelho e veja os resultados até encontrar o modelo do aparelho listado.

Blood pressure monitors

Search

Population Use Manufacturer

Device Description	Measurement site
BrandX ABC-123	Upper arm

Se o aparelho estiver listado em 'Descrição do aparelho', **ele foi validado**.

Blood pressure monitors

Search

Population Use Manufacturer

Device Description	Measurement site
No results found	Upper arm

Se "Nenhum resultado encontrado" aparecer em 'Descrição do aparelho', **o aparelho não é recomendado**.



Dica:

A função da busca é **muito sensível**. Quaisquer erros, mesmo pequenos, nonome do fabricante ou modelo levarão a que o aparelho **não seja encontrado, mesmo tendo sido validado**.



Dica:

Se o nome do fabricante ou o modelo não podem ser encontrados, **é pouco provável que o monitor tenha sido validado**.

Não fique tentado/a por marcas, preços ou comentários


Como verificar se um aparelho de medir a pressão arterial foi testado corretamente quanto à precisão usando o **registro Medaval**



Guia passo a passo


01 PROCURE

Busque em **Google*** a marca e o modelo do aparelho, juntamente com a palavra "**Medaval**".*Ou qualquer outro mecanismo de busca.




02 VEJA

Procure e clique no link com a avaliação Medaval do monitor. Ignore qualquer outro material publicitário que possa aparecer nos primeiros resultados.



03 VERIFIQUE

Role para baixo até o relatório de avaliação de precisão. Procure a avaliação e a recomendação de Medaval.



Dica:

Se o nome do fabricante ou o modelo não podem ser encontrados, **é pouco provável que o monitor tenha sido validado.**



Dica:

Medaval usa uma classificação por estrelas, mas qualquer aparelho validado corretamente será recomendado, independentemente do número de estrelas.

Não fique tentado/a por marcas, preços ou comentários.