


# ¿Cómo verificar que la precisión de un **monitor de presión arterial** se haya evaluado apropiadamente?



## ¿Por qué necesita usar un monitor de presión arterial que sea preciso?

La medición imprecisa de la presión arterial podría conducir a un diagnóstico incorrecto y a un tratamiento inapropiado y consecuentemente se puede desaprovechar la oportunidad de reducir el riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular.



## Existen muchos monitores imprecisos

Hay más de 3000 monitores de presión arterial disponibles, pero menos del 15% de estos han sido evaluados adecuadamente para su precisión.

## Solo utilice monitores recomendados por los registros que aparecen a continuación (gratuitos)

Elija el registro de su país, si existiera, o un registro general

### REGISTROS ESPECÍFICOS DE PAÍS

Haga clic en el país correspondiente y siga sus instrucciones

[Reino Unido](#)

[Irlanda](#)

[Canadá](#)

[Alemania](#)

[Japón](#)

[Estados Unidos de América](#)

### REGISTROS GENERALES

#### STRIDE BP

<https://stridebp.org/bp-monitors>

es un registro de monitores de presión arterial que incluye únicamente monitores validados. Siga las instrucciones detalladas sobre cómo buscar este registro en la página 2.

#### Medaval

[medaval.ie/blood-pressure-monitors/](https://medaval.ie/blood-pressure-monitors/)

incluye monitores de presión arterial validados y no validados. Siga las instrucciones detalladas sobre cómo buscar este registro en la página 3.

# Cómo verificar que la precisión de un monitor de presión arterial se haya evaluado correctamente utilizando el registro **STRIDE BP**



## Guía paso por paso

### 01 ESCRIBA

<https://stridebp.org/bp-monitors> en su navegador web.



### 02 BUSQUE

Escribiendo el modelo exacto del monitor en el cuadro de búsqueda. Alternativamente, ingrese el nombre del fabricante del monitor y desplácese hasta que encuentre el modelo del monitor en la lista.

Monitores de presión arterial

Búsqueda

Población  Uso  Fabricante

Descripción del Dispositivo	Lugar de medición
BrandX ABC-123	Brazo

Si el monitor aparece bajo la lista de “Descripción del dispositivo”, entonces este **se ha validado**.

Monitores de presión arterial

Búsqueda

Población  Uso  Fabricante

Descripción del Dispositivo	Lugar de medición
Ningún resultado encontrado	Brazo

Si “**no se encontraron resultados**” bajo ‘Descripción del dispositivo’, entonces **no se recomienda utilizar el monitor**.



### Consejo:

La función de búsqueda es **muy sensible**. Cualquier error menor en el nombre del fabricante del monitor o en el nombre del modelo conllevará a que no se encuentre el monitor, **incluso si está validado**.



### Consejo:

Si no se puede encontrar el nombre del fabricante o el modelo del monitor, **es poco probable que el monitor haya sido validado**.

**No te dejes tentar por marcas, precios o reseñas**


# Cómo verificar que la precisión de un monitor de presión arterial se haya evaluado correctamente utilizando el **registro Medaval**



## Guía paso por paso

### 01 BUSCAR

Google\* la marca y modelo del monitor de presión arterial, junto con la palabra “**Medaval**”. \*o cualquier otro motor de búsqueda.



### 02 MIRA

Busque y haga clic en el enlace con la evaluación Medaval del monitor. Ignora cualquier otro material publicitario que pueda aparecer en los primeros impactos.



### 03 CHEQUEE

Desplácese hacia abajo hasta el informe de evaluación de precisión. Busque la evaluación y la recomendación de Medaval.

Assessment:	The technology used in the <b>Brand X ABC-123</b> , to measure blood pressure, has passed in a clinical validation study, in a general population, according to a recognised standard protocol, as published in a peer-reviewed publication.		
Accuracy Assessment	Recommendation	Basis	
Medaval	★★ Recommendation	Recent clinical validation; recent protocol	



### Consejo:

Si no se puede encontrar el nombre del fabricante o el modelo del monitor, es poco probable que el monitor haya sido validado.



### Consejo:

Medaval utiliza diferentes de grados de estrellas, pero cualquier monitor debidamente validado puede ser recomendado, independientemente de la cantidad de estrellas.

**No te dejes tentar por marcas, precios o reseñas**