

کیہ کیسے معلوم کیا جائے کہ بلڈ پریشر مانیٹر تصدیق شدہ ہے؟



تصدیق شدہ مانیٹر استعمال کرنا کیوں ضروری ہے؟

بلڈ پریشر کی غلط پیمائش امراض قلب کی غیر بھروسہ
سبب بن سکتی ہے، شخیص اور علاج کا
عارضہ دل اور فالج جیسے مہلک امراض سے کا س د
باب بھی مشکل ہو جاتا ہے۔



غیر تصدیق شدہ مانیٹرز کی کمی نہیں

اس وقت تین ہزار سے زائد بلڈ پریشر مانیٹر دستیاب
ہیں لیکن 15 فیصد بھی کم کی صحیح جانچ پڑتال کی
گئے ہے



صرف ان مانیٹرز کا استعمال کریں جن کو مندرجہ ذیل

مفت رجسٹریوں میں بھروسہ مند قرار دیا گیا ہے۔

آپ کسی بھی ملکی یا بعین العقوامی رجسٹری کا

انتخاب کر سکتے ہیں

ملکی رجسٹریز

مطلوبہ ملک کا انتخاب کر کے دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

- جزی
- برطانیہ
- آئرلینڈ
- کینیڈا
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ
- جاپان

بعین العقوامی رجسٹریز

STRIDE BP

تصدیق شدہ بلڈ پریشر مانیٹرز کی رجسٹری ہے۔ صفحہ
نمبر 2 پر دی گئی تفصیلی ہدایات پر عمل کریں۔

MEDAVAL

میں تصدیق شدہ اور غیر تصدیق شدہ بلڈ پریشر مانیٹر ز
دونوں کا اندراج ہے صفحہ نمبر 3 پر دی گئی تفصیلی ہدایات پر عمل کریں

STRIDE BP رجسٹری کی مدد سے یہ کیسے دریافت کریں کہ مطلوبہ بلڈ پریشر مانیٹر تصدیق شدہ ہے۔



ہدایت نامہ پر مرحلہ وار عمل کریں۔

اپنے ویب براؤزر میں

www.stridebp.org/bp-monitors
پس-رٹائپ کریں

مطلوبہ مانیٹر کا درست نام سرچ باکس
میں ٹائپ کریں۔

متبادل کے طور پر، مانیٹر بنانے والے کارخانہ کا نام
درج کریں اور جب تک کہ آپ کو مانیٹر کا
ماڈل نہ ملے نتائج کو اسکرول کریں۔

اگر مانیٹر 'تفصیلات آلہ جات' میں درج ہے تو
اس کا مطلب ہے کہ مانیٹر تصدیق شدہ ہے۔

<https://stridebp.org/bp-monitors>

Blood pressure monitors

Search

Population	Use	Manufacturer
Device Description	Measurement site	
Brand X	Upper arm	
ABC-123		

Blood pressure monitors

Search

Population	Use	Manufacturer
Device Description	Measurement site	
No results found.	Upper arm	

اذاگر مانیٹر 'تفصیلات آلہ جات' میں درج
نہی تو اس کا
مطلب ہے کہ مانیٹر تصدیق شدہ نہیں ہے۔

اشتہار بازی، کم قیمت اور جائزوں جائزوں پر مت جائیں

مشورہ: تلاش کا فنکشن انتہائی حساس
ہے۔ مانیٹر کے ماڈل یا بنانے والی کمپنی کے
نام میں زرا سی غلطی سے اس کے نہ
ملنے کا احتمال ہے چاہے وہ تصدیق شدہ
ہی کیوں نہ ہو۔



مشورہ: اگر مانیٹر کے ماڈل یا کمپنی کا
نام درج نہیں تو
مانیٹر تصدیق شدہ نہیں ہے۔

Medaval رجسٹری کی مدد سے یہ کیسے دریافت کریں کہ

مطلوبہ بلڈ پریشر مانیٹر تصدیق شدہ ہے۔



ہدایت نامہ پر مرحلہ وار عمل کریں۔

تلاش کریں Google* یا
کسی بھی سرچ انجن میں
۔مانیٹر کا نام اور ماڈل درج
کریں اور ساتھ Medaval
ٹائپ کریں

Google

Brand X ABC-123 medaval

All Videos Images

دیکھیں Medaval

جانچ پڑتال کے لنک کو کلک
کریں۔
۔شروع میں آنے والے
اشتہارات کو نظر انداز
کریں۔۔

medaval.ie > device > abc-123

Brand X ABC-123 Blood Pressure Monitor - Medaval

The Brand X ABC-123 is a clinically validated
taken from the upper arm and it is intended fo

چیک کریں درستگی کی
تشخیصی رپورٹ پر نیچے
سکرول کریں۔

Medaval کی تشخیص اور
تجویز کا معائنہ کریں

Assessment:

The technology used in the Brand X ABC-123, to measure blood
validation study, in a general population, according to a recognised st
published in a peer-reviewed publication.

Accuracy Assessment

Recommendation

Medaval

★★ Recommendation

Re
re

ارزاں قیمت اور مشہور کمپنیوں پر مت جائیں۔

مشورہ: اگر ماننے پر یہ ماڈل یا
کمپنی کا نام درج نہیں ہے تو
مانیٹر تصدیق شدہ نہیں ہے۔



مشورہ۔ Medaval کی سٹار
رینٹنگ کے قطعہ نظر
پر مانیٹر جس کی صحیح
تشخیص کی گئی ہے وہ
تصدیق شدہ قرار پائے گا۔